


Rampguider

Systemramper

Fig 1.1

Figuren följer Svenska Hjälpmedelsinstitutets riktlinjer för rampbyggnation.

- Rampens längd måste vara minst 12 gånger höjden, rekommenderat är dock 20 gånger.
- Efter 6 meter krävs även ett viloplan.



Portabla ramper

Fig 1.2

Rekommenderade modeller

Höjd 10 cm	Höjd 15	Höjd 20 cm	Höjd 30 cm	Höjd 40 cm	Höjd 60 cm
X050	IRC075	X100	F 150	T 200	T300
IRP050		F 110	IRP120	T 200-3	FTW 300
		XW100	IRP150	FW 200	FT 300
		IRP090	IRP170	FTW 200	
		IRP120	T120	IRP170	
		T090	IRC120	IRP200	
			IRC150	FT 200	
				IRC200	